

ひとり時間

プライベートな時間と
ゆったりとした癒しをご提案

massage chair 
あんま王 



●装着時



●脱着時

ひとり空間を創り出す 脱着可能なサイドパーテーション。

サイドパーテーションにより、マッサージ中の外界からの視線と雑音が低減されるため、周囲を気にすることなくマッサージをお楽しみいただけます。



心地良い癒しの時間を演出する 無重力感覚のリクライニング。

背もたれ、座面、オットマンが同時に動き、まるで『無重力』のような感覚になるリクライニング機能です。最も身体に負担のかからない姿勢で包みこむようなホールド感と至高のマッサージを実現しました。



使用環境に合わせて オットマン下部の 有無を選択可能。

パブリックな環境で利用されることの多い業務用マッサージチェア。「靴を履いたままマッサージチェアを利用したい」というご要望にもお応えできるように、オットマン下部を外した仕様もご準備いたしました。



●装着時



●脱着時

massage chair
あんま王



力強く、やさしい揉みメカにより 心地よさを極めたマッサージを実現。

「あんま王S」は、4つ玉ならではのきめ細かい動きと多彩なモミ機能で全身をマッサージします。もみ玉には人間の手の感触に近いシリコンゴムを採用しました。

膝から下も しっかりマッサージ。


ふくらはぎから足先まで、大型エアバッグで包み込むようにしっかりマッサージします。足裏に配置された指圧ボードは、エアーにより下へ押し込まれた足裏を心地よく刺激します。



ひとクラス上のやすらぎを求めた エアーマッサージ。

各部に配置された大型エアバッグは、エアーの気圧を変えることで強弱の調整が可能のため、お好みの強さでマッサージができます。また、腰部に配置された骨盤エアーにより、自分ではケアが難しい骨盤まわりのトータルケアも可能となりました。

■ 骨盤エアー



●圧迫時

■ 足部エアー



●圧迫時

自在に移動できるキャスターを装備。

ひとりでも簡単に移動ができる移動用キャスターを装備。清掃時や機器ローテーション時にお役立ていただけます。



業界初の スマートフォンによる QRコード決済機能を導入。 (オプション)

業界初となるQRコード決済機能をオプションで搭載することができます。また、このオプションを搭載することで、利用状況(コインカウンター・累積稼働時間)の確認や、設定変更(運転時間・金額等)をWEBシステムから遠隔で行うことも可能になります。



コース選択時の画面

シンプルな操作性の 多機能液晶リモコン。

リモコンは、直感的に操作できるようなデザインを採用。コースは「おまかせ」「無重力」「リラックス」「ストレッチ」の4つから、お好みに合わせてワンタッチで選択できます。また、カラー液晶画面とシンプルなボタン構成により、強弱変更や肩位置修正も直感的に行うことができます。また、個別コース設定により、お好みの箇所に限定して重点的にマッサージすることも可能です。家庭用仕様では、ご家族4人分のプログラムの保存、呼び出しが可能なので、一度お好みを見つけたら、毎回設定する必要がありません。

■コインタイマー（オプション）

リモコンで操作、管理が可能。

専用のコインタイマーは、リモコンで稼働時間と投入金額の設定が可能です。カウンターの確認はリモコンのボタン1つで可能なため、日々発生するコイン管理も簡単に行えます。マッサージ後は、自動復帰機能により全て元の状態に戻るようにプログラムされています。



■アワーマーター

使用頻度が一目で判るアワーマーターを装備。

リモコンで確認可能なアワーマーターは、メンテナンス時期、消耗品の交換時期の判断にご利用いただけます。また、複数台設置時には機器のローテーション時期の判断にもお役立ていただけるため、設置場所の違いから発生する特定の機器の高稼働による故障を未然に防ぐ事が出来ます。



■各種消耗品の交換

傷みやすい箇所のメンテナンスを簡単に出来るように設計。

傷みやすい箇所の部品交換を誰でも簡単にできるようにすることで、交換コストや交換作業時間の削減を実現しました。消耗品を簡単に交換できるため、修繕に限らず、体に直接触れる部分を定期的に交換することで、いつまでも気持ちよくご利用いただくことができます。



massage chair
あんま王S

メーカー希望小売価格 オープン価格

「あんま王S」はコンパクトサイズのため、家庭用としてもご利用いただけます。

あんま王S仕様

- 販売名：あんま王III
- 本体寸法（実測値）
リクライニングしていない時：幅 770mm×奥行き 1490mm×高さ 1180mm
リクライニングしている時：幅 770mm×奥行き 1680mm×高さ 930mm
- もみ回数：3～80回/分 ●たたき回数：25～800回/分 ●上下移動速度：0.6～5.0cm/秒
- リクライニング角度：〈背もたれ〉約120～150度 〈オットマン〉約0～78度
- 本体重量：約85kg（仕切板約6.5kg含む） ●消費電力：80W ●定格時間：30分
- JANコード：456018860127
- 医療機器認証番号：227AGBZX00114000（家庭用電気マッサージ機・管理医療機器）

効能・効果

あんま・マッサージの代用

- 疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

総発売元



株式会社 日本メディック

神奈川県藤沢市下土棚468-1
TEL 0466-45-3288 FAX 0466-45-1173

総販売元



株式会社 ビッグ・ツリー

茨城県土浦市中荒川沖町2-6 ツインビル3階
TEL 029-834-2588 FAX 029-841-4547

製造元

株式会社 相生電子 長野県下高井郡木島平村大字往郷 1027



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方はご使用にならないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方。〈例〉血栓症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう（腫瘍）のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上（有熱期）の方（例：急性炎症症状「けん（瘧） 怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期、衰弱しているとき。） ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患（疼痛性）のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊髄骨折の方 ●捻挫、肉離れなどの炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ●背骨（脊椎）に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内のみ有効です。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。●本パンフレットの記載内容は、令和2年7月現在のものです。